

Pansements thérapeutiques

Références : PIJ-medic n°12

Les pansements non thérapeutiques (compresses sèches, films semi-perméables, etc) sont considérés comme du matériel de soins et ne font donc pas partie de l'assortiment de base de la Pharmacie (voir au magasin central).

Les pansements thérapeutiques ne figurant pas dans la liste doivent faire l'objet d'une ordonnance interne. Seules les indications reconnues par la Commission des Médicaments et les spécialistes du groupe « Plaies et Cicatrisation » du Jura et du Jura bernois seront acceptées.

Pansements thérapeutiques de base disponibles

Références : PIJ-medic n°12

FILMS (disponibles au magasin central)	
<p><u>Description :</u> Membrane fine transparente, souple et résistante, adhésive, non absorbante</p> <p><u>Propriétés :</u> Conserve l'humidité Occlusif Non absorbant (-)</p>	<p><u>Utilisation :</u> - Recouvrement (pansement secondaire) - Evt plaies en phase d'épithélialisation, sèches à humides, sans signe d'infection (p.ex. plaie superficielle, prévention d'escarre)</p>
HYDROCOLLOIDES MINCES	
<p><u>Description :</u> Pansement adhésif mince et transparent, constitué d'une matrice souple qui se liquéfie et forme un gel en absorbant l'exsudat</p> <p><u>Propriétés :</u> Conserve l'humidité Occlusif Peu absorbant (+/-)</p>	<p><u>Utilisation :</u> - Recouvrement (pansement secondaire) - Plaie en phase d'épithélialisation, sèches à humides, sans signe d'infection (p.ex. plaie superficielle, prévention d'escarre)</p>

Source : Liste des médicaments à consulter sur www.pij.ch

© Pharmacie Interjurassienne : Ce contenu n'est pas autorisé à être copié et repris sur un autre site WEB ou tout autre média.

HYDROCOLLOIDES STANDARDS	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Pansement adhésif plus ou moins mince et transparent, constitué d'une matrice souple qui se liquéfie et forme un gel en absorbant l'exsudat</p> <p><u>Propriétés</u> :</p> <p>Conserve l'humidité Occlusif Absorbant (+)</p>	<p><u>Utilisation</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plaies à toutes les phases de la cicatrisation, sèches à peu exsudatives, sans signe d'infection (p.ex. escarre) - Recouvrement (pansement secondaire)
MOUSSES / HYDROCELLULAIRES	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Pansement adhésif ou non, épais, constitué d'une mousse qui absorbe l'exsudat verticalement par capillarité et gonfle à son contact</p> <p><u>Propriétés</u> :</p> <p>Conserve l'humidité Occlusif Très absorbant (++)/+++)</p>	<p><u>Utilisation</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plaies à toutes les phases de la cicatrisation, exsudatives à très exsudatives, sans signe d'infection (p.ex. escarre, ulcère) - Evt recouvrement (pansement secondaire)
ALGINATES	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Pansement sec ou mèche, non adhésif, constitué de fibres non tissées qui se transforment en gel compact en absorbant l'exsudat et libèrent du calcium à action hémostatique</p> <p><u>Propriétés</u> :</p> <p>Conserve l'humidité Non occlusif Très absorbant (++)</p>	<p><u>Utilisation</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plaies à toutes les phases de la cicatrisation, exsudatives à très exsudatives, infectées ou non (p.ex. escarre, ulcère) - Plaies hémorragiques - Remplissage (mèches) - Recouvrement nécessaire

Source : Liste des médicaments à consulter sur www.pij.ch

© Pharmacie Interjurassienne : Ce contenu n'est pas autorisé à être copié et repris sur un autre site WEB ou tout autre média.

HYDROFIBRES	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Pansement sec ou mèche, non adhésif, constitué de fibres non tissées qui absorbent l'exsudat verticalement par capillarité et se transforment en gel compact</p> <p><u>Propriétés</u> :</p> <p>Conserve l'humidité Non occlusif Très absorbant (+++)</p>	<p><u>Utilisation</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plaies à toutes les phases de la cicatrisation, exsudatives à très exsudatives, infectées ou non (p.ex. escarre, ulcère) - Remplissage (mèches) - Recouvrement nécessaire
HYDROGELS	
<p><u>Description</u> :</p> <p>Gel transparent en tube ou en plaques, contenant au moins 80% d'eau, qui humidifie la plaie et absorbe une petite quantité d'exsudat</p> <p><u>Propriétés</u> :</p> <p>Apporte et conserve l'humidité (ramolli) Non occlusif Peu absorbant (+/-)</p>	<p><u>Utilisation</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plaies en phase de détersion (nécrose, fibrine), sèches à humides, infectées ou non (p.ex. escarre, ulcère) - Plaies sèches - Remplissage - Recouvrement nécessaire